

Lauris Benutzer-Anleitung für das KKH Wolgast

Schlagwort: Lauris, Nexus, KIS, Wolgast, Anleitung, Screenshot, Befundansicht, Mikrobiologie


0. Kurzanleitung

entfällt

1. Zweck der Verfahrensanweisung (VA)

Diese Verfahrensanweisung erläutert die Anzeige von Labor-Befunden über die Software Lauris. Sie soll es ärztlichem und pflegendem Personal ermöglichen die Befunde eines Patienten aus dem Krankenhaus-Informationssystem heraus einzusehen. Der Schwerpunkt liegt auf Befunden der Mikrobiologie.


2. Beschreibung



Aufruf aus Nexus

- Patient auswählen
- Menü: Labor lauris UMG auswählen

Es öffnet sich die patientenbezogene Ansicht von Lauris



Patientenbezogene Ansicht von Lauris

- Oben rechts = Name, Geburtsdatum
- Links = Navigationsleiste
- Rechts = Datenansicht


Erstellt: schäferc

Geprüft: westphals, wegnerc

Freigegeben: mnauck


Gültig ab: 14.10.2014

Gültig bis: Erscheinen einer Nachfolgeversion




Auswahl Labor-Bereich

In der linken Navigationsleiste kann im oberen Bereich im Punkt **Befundansicht** in Menü ausgeklappt werden. Hier kann der Labor-Bereich, für den Befunde angezeigt werden, ausgewählt werden. Durch setzen des Häkchens vor **LAURIS_MIBI** werden die Befunde der Mikrobiologie geladen.



Anzeige Befund-Übersicht

Der Reiter **Befund-Übersicht** kann im rechten Datenbereich ausgewählt werden. Nach der Auswahl werden hier die Befunde des Patienten chronologisch aufgelistet.



Anzeige Einzel-Befund


In die Einzel-Befund-Ansicht gelangt man entweder über den Reiter **Einzel-Befund** in im rechten Datenbereich oder durch einen *Doppelklick auf eine Befundzeile* in der Befund-Übersicht. In der der Einzel-Befund-Ansicht werden Dokumente zu einem Befund aufgelistet.



Anzeige Befund-Dokument






Die Anzeige eines Befund-Dokumentes erfolgt durch Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Einzel-Befund-Ansicht.

Hier bestehen unter anderem die folgenden Optionen:



Drucken

Im unteren Bereich des rechten Datenbereichs wird nach dem Klick auf **Drucken...** ein Dialogfenster zur Auswahl eines Druckers angezeigt.

	<p>Wechsel zwischen den Seiten Bei mehrseitigen Dokumenten ist ein Wechsel zwischen den Seiten über die blauen Pfeile    möglich.</p>
	<p>Zurück Über den Klick auf zurück gelangt man aus der Befund-Ansicht wieder in die Anzeige Einzel-Befund.</p>

2. Literaturangaben

3. Verweis auf andere Dokumente / Informationen

Weitere Informationen zur Verwendung von Lauris finden sich auch im LAURIS-Client Handbuch:

https://www.swlonline.de/images/Handbuch/LAURIS_Client_Handbuch_00.pdf

Einige dort beschriebene Funktionalitäten sind für das KKH Wolgast derzeit nicht aktiviert.

4. Änderungshistorie

Version 1 vom 14.10.2014